



SISTEMA DE LENTE DE CONTACTO GP
CON CONTROL DE EXCENTRICIDAD Y
APOYO PERIFÉRICO

Sistema avanzado para Queratocono

#Especialízate #YoSoyspectrum

S P E C T R U M
I N T E R N A T I O N A L

www.spcinternational.com

www.spectrumcuniversity.com



Hecho por




Elipsys KC #1	Elipsys KC #2	Elipsys KC #3	Elipsys KC #4	Elipsys KC #5	Elipsys KC #6	Elipsys KC #7
BC: 7,50 Pwr: -3,00 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 7,50 Pwr: -3,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 7,40 Pwr: -3,00 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 7,40 Pwr: -3,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 7,30 Pwr: -3,50 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 7,30 Pwr: -3,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 7,20 Pwr: -3,50 Dia: 9,20 Exc: MED 2


Elipsys KC #8	Elipsys KC #9	Elipsys KC #10	Elipsys KC #11	Elipsys KC #12	Elipsys KC #13	Elipsys KC #14
BC: 7,20 Pwr: -3,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 7,10 Pwr: -3,50 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 7,10 Pwr: -3,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 7,00 Pwr: -4,00 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 7,00 Pwr: -4,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 6,90 Pwr: -4,50 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 6,90 Pwr: -4,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT

Elipsys KC #15	Elipsys KC #16	Elipsys KC #17	Elipsys KC #18	Elipsys KC #19	Elipsys KC #20	Elipsys KC #21
BC: 6,90 Pwr: -4,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 6,80 Pwr: -5,00 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 6,80 Pwr: -5,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 6,80 Pwr: -5,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 6,70 Pwr: -5,50 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 6,70 Pwr: -5,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 6,70 Pwr: -5,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2

Elipsys KC #22	Elipsys KC #23	Elipsys KC #24	Elipsys KC #25	Elipsys KC #26	Elipsys KC #27	Elipsys KC #28
BC: 6,60 Pwr: -6,00 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 6,60 Pwr: -6,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 6,60 Pwr: -6,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 6,50 Pwr: -6,50 Dia: 9,20 Exc: MED 2	BC: 6,50 Pwr: -6,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 6,50 Pwr: -6,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 6,40 Pwr: -7,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT



Elipsys KC #29	Elipsys KC #30	Elipsys KC #31	Elipsys KC #32	Elipsys KC #33	Elipsys KC #34	Elipsys KC #35
BC: 6,40 Pwr: -7,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 6,30 Pwr: -7,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 6,30 Pwr: -7,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 6,20 Pwr: -8,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 6,20 Pwr: -8,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 6,10 Pwr: -8,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 6,10 Pwr: -8,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2



Elipsys KC #36	Elipsys KC #37	Elipsys KC #38	Elipsys KC #39	Elipsys KC #40	Elipsys KC #41	Elipsys KC #42
BC: 6,00 Pwr: -9,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 6,00 Pwr: -9,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 5,90 Pwr: -9,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 5,90 Pwr: -9,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 5,80 Pwr: -10,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 5,80 Pwr: 10,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 5,70 Pwr: -10,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT



Elipsys KC #43	Elipsys KC #44	Elipsys KC #45	Elipsys KC #46	Elipsys KC #47	Elipsys KC #48	Elipsys KC #49
BC: 5,70 Pwr: -10,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 5,60 Pwr: -11,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 5,60 Pwr: -11,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 5,50 Pwr: -11,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 5,50 Pwr: -11,50 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2	BC: 5,40 Pwr: -12,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT	BC: 5,40 Pwr: -12,00 Dia: 9,20 Exc: FLAT 2

SPECTRUM
INTERNATIONAL

Hecho por

Lenticon
EUROPE

OPTIMUM
by **Contamac**

Cierre a presión alineado para asegurar el cierre hermético por medio de una tira de seguridad.


Estuche acoplado a la base

Remover tira de seguridad



A presión

ÁREA DE PRUEBAS



OD

OS